

Manual de uso — MedNight (Polaris)

Personas · Laboratorios · Plataforma

Índice

Introducción	1
1. Personas (Paciente)	2
Para quién	2
Requisitos	2
Cómo usarlo	2
Qué ve el laboratorio	3
2. Laboratorios	3
Para quién	3
Requisitos	3
Cómo usarlo	3
Privacidad	3
3. Plataforma (Admin)	4
Para quién	4
Requisitos	4
Cómo usarlo	4
Límites	4
Flujo de extremo a extremo	4
Frontera de privacidad (resumen)	4
Problemas frecuentes	5
Notas	5

Introducción

MedNight (repo: Polaris) conecta personas con investigaciones clínicas sobre **Midnight Network**. Los datos médicos quedan en el dispositivo; el laboratorio solo ve pruebas de elegibilidad y consentimientos, nunca valores crudos. Los pagos a participantes salen del vault de la plataforma en **NIGHT**.

Demo <https://polaris-blush-psi.vercel.app>

Hackathon	Midnight Hack Buenos Aires 2026
Billeteras	1AM o Lace (window.midnight)

Rol	Entrada	Ruta
Persona (Paciente)	«Entrar como paciente»	/patient
Laboratorio	«Entrar como laboratorio»	/lab
Plataforma (Admin)	Footer → «Consola de la plataforma»	/admin

En cualquier momento: menú → **Cambiar de rol** o **Cerrar sesión**.

1. Personas (Paciente)

Para quién

Quien carga estudios médicos, ve investigaciones para las que califica, prueba elegibilidad en privado, consiente y cobra NIGHT.

Requisitos

- Navegador con billetera Midnight (**1AM** o **Lace**), desbloqueada.
- Red de la billetera alineada con la app (selector de red en el panel de billetera; por defecto preprod).
- Estudios clínicos en la bóveda local (edad, diagnóstico, HbA1c, tratamiento, meses, etc.).
- Contrato de plataforma desplegado y bindings activos (si no, las acciones on-chain muestran aviso).

Cómo usarlo

1. En / elegí **Entrar como paciente**.
2. **Conectá la billetera** (barra superior). Sin ella podés recorrer la UI; para probar, consentir y cobrar es obligatoria. Podés **desconectar** cuando quieras.
3. En **Mis datos clínicos**, cargá o editá tus estudios. Quedan en tu dispositivo.
4. Revisá **Oportunidades**: el cruce con criterios públicos corre **localmente**.
5. En una investigación elegible: **Probar elegibilidad en privado** (circuito ZK / Compact).
6. **Autorizar acceso**: elegí alcance y ventana de consentimiento.
7. **Cobrar NIGHT** desde el vault de la plataforma a tu billetera.
8. Opcional: **revocar** el consentimiento.

Qué ve el laboratorio

Solo que cumplís criterios (prueba ZK) y el alcance que autorizaste. **No** ve valores exactos ni tu identidad clínica. Al cobrar, la dirección unshielded del pago se hace pública; **no** queda ligada a valores médicos.

2. Laboratorios

Para quién

Quien publica investigaciones con criterios públicos y sigue una **cohorte agregada anónima**. No ve pacientes ni filas individuales.

Requisitos

- Entrar como laboratorio (/lab).
- **No** necesitás conectar billetera propia.
- Publicar/cerrar on-chain usa la **sesión de plataforma** (consola admin con contrato y billetera activos). Si falta, el aviso enlaza a /admin.
- Liquidez en el vault para que los participantes puedan cobrar.

Cómo usarlo

1. En / elegí **Entrar como laboratorio**.
2. En **Nueva investigación**, completá: título, alias, descripción, criterios (edad, diagnóstico, HbA1c, tratamiento, meses), recompensa NIGHT y código único.
3. Publicá. El pago a participantes lo hace el vault de la plataforma (publicar no deposita).
4. En **Mis investigaciones**, seguí contadores: pruebas, consentimientos, cobros, NIGHT pagado.
5. Compartí el código con participantes.
6. Cuando corresponda, **cerrá la inscripción** (desde el navegador que tiene el secreto del investigador).

Privacidad

- Criterios de inclusión: públicos (para autoevaluación local del paciente).
 - Ledger: solo agregados anónimos.
 - Sin camino desde la UI del lab hasta un paciente concreto.
-

3. Plataforma (Admin)

Para quién

Operador que despliega el contrato Compact y fondea el vault para que los participantes cobren.

Requisitos

- Acceso por footer de la landing → **Consola de la plataforma**.
- Billetera Midnight conectada (misma que desplegó el contrato para operar el vault).
- Bindings Compact y assets ZK listos en el entorno de deploy.

Cómo usarlo

1. Abrí **Consola de la plataforma** (/admin).
2. **Conectá la billetera** y verificá la red (se puede cambiar en runtime).
3. **Desplegá** el contrato (panel de progreso paso a paso) o **pegá** una dirección existente y compartila.
4. **Depositá NIGHT** en el vault para cubrir recompensas.
5. Monitoreá saldo, fondeado y pagado. Retirá solo si esta billetera es admin del contrato.
6. Mantener liquidez: si el vault está bajo, los claims fallan hasta recargar.

Límites

- No ve datos clínicos de pacientes.
 - Solo gestiona contrato + liquidez.
 - Si la billetera no es la admin del despliegue, el vault queda bloqueado (NOT_ADMIN).
-

Flujo de extremo a extremo

Plataforma: desplegar contrato → fondear vault

↓

Laboratorio: publicar investigación (criterios + recompensa)

↓

Persona: cargar estudios → matching local → probar ZK → consentir → cobrar

↓

Laboratorio: ver cohorte agregada (sin datos individuales)

Frontera de privacidad (resumen)

Nunca sale del dispositivo	Queda en el ledger
Edad, diagnóstico, HbA1c	Criterios y compensación de cada estudio
Tratamiento y meses	Contadores agregados
Nombre / documento / identidad	Estado de consentimiento (alcance, vencimiento)
	Marcadores de un solo uso (anti-replay)

Único cruce deliberado: al cobrar, la dirección receptora unshielded es pública; no se liga a valores médicos.

Problemas frecuentes

Situación	Qué hacer
No hay billetera	Instalá IAM o Lace, desbloqueeala y volvé a buscar
Red no coincide	Alineá billetera y app (preprod / preview / etc.)
Billetera trabada / locked	Desbloquee la extensión; usá Desconectar y reconectá
Laboratorio no puede publicar	Admin: contrato desplegado + sesión activa en /admin
Paciente no puede cobrar	Admin: recargar vault; consentimiento válido
«No es admin» en vault	Usá la billetera que desplegó el contrato
Circuitos no activos	Revisar bindings / NEXT_PUBLIC_POLARIS_BINDINGS_READY

Notas

- Prototipo / MVP: datos de demostración; **no** implica cumplimiento HIPAA/GDPR.
- UI: **MedNight** · repositorio: **Polaris** · contrato: polaris-health.
- Más detalle: docs/privacy-model.md, docs/architecture.md, docs/presentacion-mednight.md.